

药用辅料专家































乳糖的世界即是美剂乐的世界

美剂乐产品快速选择指南



美剂乐药用乳糖一览表

满足您的全部需要

压片					粉末直接灌装	干粉吸入	
制粒	直接压片						
研磨乳糖	颗粒乳糖	喷雾干燥乳糖	无水乳糖	共加工乳糖	筛分乳糖	筛分乳糖	研磨乳糖
 400 μm GranuLac [®] 70	 800 μm Tablettose [®] 70	 800 μm FlowLac [®] 90	 800 μm DuraLac [®] H	 800 μm Cellactose [®] 80	 800 μm PrismaLac [®] 40	 400 μm InhaLac [®] 70	 400 μm InhaLac [®] 140
 400 μm GranuLac [®] 80	 800 μm Tablettose [®] 80	 800 μm FlowLac [®] 100		 800 μm Microcellactose [®] 100	 800 μm CapsuLac [®] 60	 400 μm InhaLac [®] 120	 400 μm InhaLac [®] 150
 400 μm GranuLac [®] 140	 800 μm Tablettose [®] 100			 800 μm StarLac [®]	 800 μm SacheLac [®] 80	 400 μm InhaLac [®] 160	 50 μm InhaLac [®] 400
 400 μm GranuLac [®] 200				 800 μm CombiLac [®]	 800 μm SpheroLac [®] 100	 400 μm InhaLac [®] 230	 50 μm InhaLac [®] 500
 400 μm GranuLac [®] 230				 800 μm Retalac [®] 缓控释		 400 μm InhaLac [®] 251	微粉化
 400 μm SorboLac [®] 400							

让选择变得容易- 快速浏览产品的所有特性

我们的全系列产品的能为所有固体制剂提供解决方案。下表列出了美剂乐产品的特性、运用领域、有效期、包装规格等信息，以帮助您根据需要做出最佳选择。

美剂乐产品	产品分类						压片			粉末混合			法规			功能		有效期	包装			特性	
	筛分	研磨	微粉化	制粒	喷雾干燥	无水乳糖	共加工乳糖	湿法制粒	干法制粒	直接压片	干粉吸入	胶囊剂	散剂	丸剂	符合欧洲药典/美国药典/日本药典	美剂乐企业标准	药物主文件		流动性	可压性	包装		PE-EVOH-PE内层
GranuLac® 70*		■					■	■			■	■			■*			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
GranuLac® 80*		■					■	■			■	■			■*			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
GranuLac® 140*		■					■	■			■	■			■*			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
GranuLac® 200*		■					■	■			■	■			■*			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
GranuLac® 230		■					■	■			■	■						●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
SorboLac® 400		■					■	■			■	■						●●●●●	●●●●●	36个月	20 kg 纸袋		■
Tabletose® 70				■					■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	20 kg 纸袋	■	
Tabletose® 80				■					■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
Tabletose® 100				■					■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	24个月	20 kg 纸袋	■	
FlowLac® 90					■				■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸板箱		■
FlowLac® 100					■				■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	18个月	25 kg 纸袋	■	
FlowLac® 100					■				■		■	■			■			●●●●●	●●●●●	24个月	25 kg 纸板箱		■
DuraLac® H**						■			■		■	■	■		■**			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸板箱		■
Cellactose® 80					■		■	■	■		■	■			■	■		●●●●●	●●●●●	36个月	20 kg 纸袋	■	
MicroLac® 100					■		■	■	■		■	■			■	■		●●●●●	●●●●●	18个月	20 kg 纸袋	■	
StarLac®					■		■	■	■		■	■			■	■		●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
CombiLac®					■		■	■	■		■	■			■	***		●●●●●	●●●●●	24个月	20 kg 纸板箱	■	
RetaLac®				■			■	■	■						■	■		●●●●●	●●●●●	24个月	12 kg 塑料桶	■	
PrismaLac® 40	■										■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	20 kg 纸袋	■	
CapsuLac® 60	■										■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
SacheLac® 80	■										■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
SpheroLac® 100	■										■	■			■			●●●●●	●●●●●	36个月	25 kg 纸袋	■	
InhaLac® 70	■									■					■	***		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	
InhaLac® 120	■									■					■	■		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	
InhaLac® 140		■								■					■	***		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	■
InhaLac® 150		■								■					■	***		n/a	n/a	24个月	20 kg 纸板箱	■	■
InhaLac® 160	■									■					■	***		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	
InhaLac® 230	■									■					■	***		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	■
InhaLac® 251	■									■					■	***		n/a	n/a	24个月	25 kg 纸板箱	■	■
InhaLac® 400		■								■					■	■		n/a	n/a	24个月	15 kg 纸板箱		■
InhaLac® 500			■							■					■	■		n/a	n/a	18个月	10 kg 纸板箱		■

* 德国、美国都可生产产品

** 仅美国生产产品

*** 进行中

- 出色
- 非常好
- 好
- 满意
- 足够
- 不够/不推荐



产品选择助手

- 乳糖品种快速了解
- 性能比较简单易行
- 技术参数一目了然
- 样品申请高效便捷

DC

压片成本评估助手

- 直观比较湿法制粒和直接压片过程
- 迅速定制经济省时的制剂处方
- 高度灵活的批量和制剂步骤设计
- 即时可视的图表和产品报告
- 可在任意设备离线使用
- 有效节省在本地和云端的计算时间



MEGGLE 中国技术团队联系方式

地址:上海市浦东新区漕河泾康桥商务绿洲秀浦路2555号A8栋1003室

电话:+86-021-33932457

电子邮件:lactose@meggle-china.com

www.meggle-pharma.com